

BRASSARD CLINIC 1T/ADULTE (M) (RACCORD BAYONET + CLAMP)



Ref. 337862



30/08/2024 18:05:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARD CLINIC 1T/ADULTE (M) (RACCORD BAYONET + CLAMP)



Ref. 337862

Description

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Moniteurs Datascope, Drager, HP/Agilent/Philips, Marquette Hellige, Nellcor, Siemens, Spacelabs
Taille M
connecteur rectus bayonet metal DSP316162

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446001940	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.13
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 30/08/2024 18:05:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr