


PINCE-NEZ PLASTIQUE A USAGE UNIQUE POUR SPIROMETRIE SIBELMED (X100)

Ref. DSSPIR03



31/08/2024 01:07:08 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PINCE-NEZ PLASTIQUE A USAGE UNIQUE POUR SPIROMETRIE SIBELMED (X100)

Ref. DSSPIR03

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	8699089770403	Code douanier	90192090
Garantie (mois)	12	Pays	Turquie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	375
Unite nue / Poids (kg)	310		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	50
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			

31/08/2024 01:07:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr