

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 400, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 2000 ML-



Ref. BCASPI65



 13/12/2024 22:05:01 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 400, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 2000 ML-



Ref. BCASPI65

Description

version FS 2 avec commande au pied et bouches communicants

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système a pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

- Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.
- Disponible en 3 versions: Basic, FS ou full
- Accessoires pour la version Basic :
 - Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
 - 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm
 - Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
 - Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Accessoires pour la version FS :
 - Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
 - 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm
 - Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
 - Cordon d'alimentation avec prise Schuko
 - Pedale
- Accessoires pour la version Full :
 - Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
 - 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm
 - Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
 - Cordon d'alimentation avec prise Schuko,
 - Pedale
 - Système Electronique de Transfert entre les bouches de recueil

Caractéristiques techniques :

13/12/2024 22:05:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

Moteur: Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France


www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

- Poids : 20 kg

- Dimensions : 400 x 85 x 40 cm



3/3

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 400, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 2000 ML-



Ref. BCASPI65

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661040139517	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	20
Unite nue / Poids (kg)	20		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

13/12/2024 22:05:01 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr