

JOINT POUR BOCAL 5000 ML NEW HOSPIVAC



Ref. BCASPI123



 13/12/2024 22:10:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

JOINT POUR BOCAL 5000 ML NEW HOSPIVAC



Ref. BCASPI123

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	0000000000741	Code douanier	4202121900
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	17	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	17	Unite emballee / Poids (kg)	0.024
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

13/12/2024 22:10:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr