

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 400, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 2000 ML-VERSION FS 2



Ref. BCASPI64

CE
0123



 13/12/2024 22:17:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 400, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 2000 ML-VERSION FS 2



Ref. BCASPI64

Description

-avec commande au pied

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système a pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

• Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

• Disponible en 3 versions: Basic, FS ou full

• Accessoires pour la version Basic :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

• Accessoires pour la version FS :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Pedale

• Accessoires pour la version Full :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko,

- Pedale

- Systeme Electronique de Transfert entre les bocal de recueil

Caracteristiques techniques :

13/12/2024 22:17:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

Moteur: Pompe a piston sans huile ne necessitant aucun entretien

GSH | 30 rue Jean de Guiramand

13290 Aix-en-Provence | France


www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

- Poids : 20 kg

- Dimensions : 400 x 85 x 40 cm



3/3

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 400, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 2000 ML-VERSION FS 2



Ref. BCASPI64

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661040139500	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	0.8
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.5
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	3
Unite emballee / Poids (kg)	20	Unite nue / Poids (kg)	20
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

13/12/2024 22:17:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr