

PINCE GOUGE BEYER, DOUBLE ARTICULATION, 18 CM, MORS 3,5 MM

Ref. IP48018



10/01/2025 02:17:23 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

PINCE GOUGE BEYER, DOUBLE ARTICULATION, 18 CM, MORS 3,5 MM



Ref. IP48018

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040027005	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	8
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	1.2
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	18.7
Unite emballee / Poids (kg)	0.146	Unite nue / Poids (kg)	0.146
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

10/01/2025 02:17:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr