

PORTE-AIGUILLE CRILE-WOOD, 13
CM, TUNGSTENE



Ref. IP50113



10/01/2025 00:34:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

PORTE-AIGUILLE CRILE-WOOD, 13 CM, TUNGSTENE



Ref. IP50113

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040027500	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.024
Unite nue / Poids (kg)	0.024		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

10/01/2025 00:34:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.