



## STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507209



09/01/2025 23:20:53 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507209

### Le stethoscope polyvalent de Spengler

### Description

Stethoscope pour l'auscultation polyvalente.

Sa prise en main ideale et ses performances le destinent a l'auscultation generale et specialisee.

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
- Membrane double frequence :
  - Pression legere pour une ecoute des basses frequences (vasculaire et cardiaque)
  - Pression ferme pour une ecoute des hautes frequences (pulmonaire)
- Lyre en acier inoxydable, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

Disponible en Gris Alize, Orange, Rose Bougainvillier, Rouge, Vert Lagon, Marine, Noir

### Caracteristiques

|                                           |               |                               |                 |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| Marquage CE                               | CE            | Dispositif Medical            | Classe I        |
| Code barre                                | 3700446004002 | Code douanier                 | 9018.90.20.00-9 |
| Garantie (mois)                           | 60            |                               |                 |
| <b>MESURES</b>                            |               |                               |                 |
| Unite emballee / Largeur (cm)             | nc            | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc              |
| Unite emballee / Longueur (cm)            | nc            | Unite emballee / Poids (kg)   | 0.398           |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b> |               |                               |                 |
| Temperature mini                          | NA            | Temperature maxi              | NA              |
| Humidite mini                             | NA            | Humidite maxi                 | NA              |
| <b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>            |               |                               |                 |
| Couleurs                                  | Vert          | Unite emballee / Quantite     | 1               |

09/01/2025 23:20:53 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)