


STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II SIMPLE PAVILLON



Ref. 507250



14/01/2025 22:34:59 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II SIMPLE PAVILLON



Ref. 507250

Le Magister II est un stethoscope professionnel plus performant, plus polyvalent, plus pro.

Description

HAUTE QUALITE ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifrequence
- Pression legere = ecoute des basses frequences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme = ecoute des hautes frequences (pulmonaire)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapte a l'anatomie

Disponible en version Silver ou Black

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446029951	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.413
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	NA	Humidite maxi	95
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Gris	Unite emballee / Quantite	1

14/01/2025 22:34:59 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr