

## TENSIOMETRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX



Ref. DS99421\_N



14/01/2025 22:22:06 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# TENSIOMETRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX



Ref. DS99421\_N

## Boitier anti choc

### Description

- Tensiomètre avec brassard sans poche, sans latex, en nylon lavable, noir à fermeture velcro
- Graduation de 0 à 300 mmHg
- Boitier antichoc
- Longueur du tube : 65 cm
- Poire en caoutchouc noir avec cuillère ergonomique de maintien
- Livre avec trousse de rangement en nylon
- Brassard disponible en taille nourrisson (13 à 20 cm) / enfant (18cm à 26 cm) / adulte (26 à 35 cm) / bras fort (32cm à 42 cm) / Multibrassard

### Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040173030	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	12	Unite emballee / Hauteur (cm)	8
Unite emballee / Longueur (cm)	18	Unite emballee / Poids (kg)	0.33
Unite nue / Poids (kg)	0.5		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	10	Humidite maxi	85
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

14/01/2025 22:22:06 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)