

TENSIOMETRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX

Ref. DS99603_N



14/01/2025 22:54:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TENSIOMETRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX



Ref. DS99603_N

Boitier anti choc

Description

- Tensiomètre avec brassard sans poche, sans latex, en nylon lavable, noir à fermeture velcro
- Graduation de 0 à 300 mmHg
- Boîtier antichoc
- Longueur du tube : 65 cm
- Poire en caoutchouc noir avec cuillère ergonomique de maintien
- Livre avec trousse de rangement en nylon
- Brassard disponible en taille nourrisson (13 à 20 cm) / enfant (18cm à 26 cm) / adulte (26 à 35 cm) / bras fort (32cm à 42 cm) / Multibrassard

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040173078	Code douanier	90189020
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	18	Unité emballée / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	12	Unité emballée / Poids (kg)	0.5

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

14/01/2025 22:54:14 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr