

## LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS A XL) SPENGLER



Ref. 521330

CE  
0459



27/01/2025 21:06:00 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)



Ref. 521330

**Modele ambidextre offrant un tres grand confort d'utilisation grace a son grand cadran.**

## Description

>>> ATTENTION :  
Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

## GRANDE PRECISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

## CONFORT

- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Cuillère ergonomique et poire rainurée pour une parfaite prise en main
- Ambidextre par simple rotation
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

## RESISTANT AUX CHOCS

- Boitier en metal indeformable
- Protege manometre en mousse antichoc

## BRASSARD

- Brassard en coton ou nylon, fermeture velcro
- Taille XXS (10-15 cm), XS (15-22 cm), S (20-28 cm), M (26-34 cm), L (32-42 cm) ou XL (42-52 cm)
- Existe en gris, rouge ou motifs
- Existe en version Clinic® pour prévention des contaminations croisées

 27/01/2025 21:06:00 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS A XL) SPENGLER



Ref. 521330

### Caracteristiques

|                                    |               |                               |                               |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Marquage CE                        | CE0459        | Dispositif Medical            | Classe Im (fonction mesurage) |
| Code barre                         | 3700446009939 | Code douanier                 | 90189010                      |
| Garantie (mois)                    | 36            | Pays                          | France                        |
| MESURES                            |               |                               |                               |
| Unite emballee / Largeur (cm)      | 18            | Unite emballee / Hauteur (cm) | 9                             |
| Unite emballee / Longueur (cm)     | 26            | Unite emballee / Poids (kg)   | 1.213                         |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES |               |                               |                               |
| Temperature mini                   | -20           | Temperature maxi              | 70                            |
| Humidite mini                      | 85            | Humidite maxi                 | 85                            |
| AUTRES CARACTERISTIQUES            |               |                               |                               |
| Unite emballee / Quantite          | 1             |                               |                               |

27/01/2025 21:06:00 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)