

LIAN NANO BRASSARD VELCRO (XXS A XL) SPENGLER



Ref. 513200



04/02/2025 23:26:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

Leger et robuste, le tensiometre qui allie style et performance.

>>> ATTENTION :
Possible rupture dans certaines tailles, n'hesitez pas a consulter le service commercial pour les equivalences.

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spender, le parfait mix entre maintien et praticité

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

- Brassard en nylon Oxford ou coton, fermeture velcro
- Taille XS (10-15 cm), XS (15-22 cm), S (20-28 cm), M (26-34 cm), L (32-42 cm) ou XL (42-52 cm)
- Existe en noir ou motifs
- Existe en version Clinic® pour prévention des contaminations croisées
- Livre avec une trousse de transport

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446007201	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	14	Unite emballee / Hauteur (cm)	8
Unite emballee / Longueur (cm)	20	Unite emballee / Poids (kg)	0.7
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	85	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

04/02/2025 23:26:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr