

LIAN NANO BRASSARD VELCRO (XXS A XL) SPENGLER



Ref. 513220



04/02/2025 23:23:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

Leger et robuste, le tensiometre qui allie style et performance.

>>> ATTENTION :
Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spender, le parfait mix entre maintien et praticité

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

- Brassard en nylon Oxford ou coton, fermeture velcro
- Taille XXS (10-15 cm), XS (15-22 cm), S (20-28 cm), M (26-34 cm), L (32-42 cm) ou XL (42-52 cm)
- Existe en noir ou motifs
- Existe en version Clinic® pour prévention des contaminations croisées
- Livre avec une trousse de transport

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446003821	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	13	Unite emballee / Hauteur (cm)	7
Unite emballee / Longueur (cm)	19	Unite emballee / Poids (kg)	0.482
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	85	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

04/02/2025 23:23:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr