

LAMPE D'EXAMEN FOCALISABLE - LED FOCUS AVEC PIED A ROULETTES COURT - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. U1.311.014



31/01/2025 22:25:09 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

LAMPE D'EXAMEN FOCALISABLE - LED FOCUS AVEC PIED A ROULETTES COURT - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. U1.311.014

Eclairage focalise pour des examens et petites interventions.

Description

La lampe d'examen LED FOCUS courte (580 mm) offre une technologie LED economie en energie, ideale pour les examens et les petites interventions chirurgicales. A une distance de travail de 30 cm, le spot lumineux peut etre ajuste de 8 cm a 15 cm de diametre. Elle utilise une lampe LED de 10 W avec une intensite lumineuse d'environ 60 000 Lux pour un diametre de 8 cm et 25 000 Lux pour un diametre de 15 cm.

La tete en aluminium assure une convection et une radiation de chaleur optimales, reduisant ainsi le developpement de chaleur. La temperature de couleur est d'environ 5000 K avec un indice de rendu des couleurs (IRC) de 93. Le col de cygne de 100 cm permet de maintenir la position desiree. La lampe a une hauteur maximale de 130 cm et est montee sur un pied a roulettes stable en metal, poudre.

Elle est equipee d'une prise multifonctionnelle (EU/UK/US).

 31/01/2025 22:25:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LAMPE D'EXAMEN FOCALISABLE - LED FOCUS AVEC PIED A ROULETTES COURT - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. U1.311.014

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381964834	Code douanier	94052190
Garantie (mois)	24		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite nue / Hauteur (cm)	58	Unite emballee / Longueur (cm)	nc
Unite emballee / Poids (kg)	nc		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			

31/01/2025 22:25:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr