

ECARTEUR COLLIN, 3 VALVES

Ref. IE14320



27/08/2024 01:00:49 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ECARTEUR COLLIN, 3 VALVES



Ref. IE14320

Description

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040016757	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	25.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	12.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	33
Unité emballée / Poids (kg)	0.65	Unité nue / Poids (kg)	0.65
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 01:00:49 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.