

PORTE-AIGUILLE MAYO-HEGAR, 22 CM

Ref. IP29422



09/01/2025 22:22:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

PORTE-AIGUILLE MAYO-HEGAR, 22 CM



Ref. IP29422

Permet de tenir fermement une aiguille pendant la suture d'une plaie

Description

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040024752	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.084
Unite nue / Poids (kg)	0.084		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

09/01/2025 22:22:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.