

PORTE-AIGUILLE OLSEN HÉGAR, 14 CM

Ref. IP32414



27/08/2024 03:53:25 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PORTE-AIGUILLE OLSEN HÉGAR, 14
CM

Ref. IP32414

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040024936	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	14
Unité emballée / Poids (kg)	0.034	Unité nue / Poids (kg)	0.034

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

27/08/2024 03:53:25 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr