

ECARTEUR A PLATRE HENNING, 28 CM, MORS DE 3 CM

Ref. IE01603



09/01/2025 23:31:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

ECARTEUR A PLATRE HENNING, 28 CM, MORS DE 3 CM



Ref. IE01603

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040016283	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	3.9
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	27.5
Unite emballee / Poids (kg)	0.308	Unite nue / Poids (kg)	0.308
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

09/01/2025 23:31:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr