

BOITE DECOLLEMENT DE RETINE

Ref. IBOI407



10/01/2025 00:25:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BOITE DECOLLEMENT DE RETINE



Ref. IBOI407

Description

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040082707	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.6
Unite nue / Poids (kg)	0.6		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

10/01/2025 00:25:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.