

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON, NOIR MYRTILLE

Réf. 507262



STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON, NOIR MYRTILLE



Réf. 507262

Le Magister II est un stéthoscope très performant, pour une auscultation polyvalente. Nouvelle couleur!

UNE ACOUSTIQUE OPTIMISEE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaires et cardiaques)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaires)
- Tubulure simple
- Lyres en aluminium

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Indicateur de pavillon

Nouvelle couleur emblématique Spengler!

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446042127
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	78,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,105	Poids conditionnement (kg) :	0,425
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



16/05/2023 10:21 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507262

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.