

CLÉ POUR MANDRIN

Ref. IC00102



26/08/2024 20:49:18 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CLÉ POUR MANDRIN



Ref. IC00102

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040008677	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	6.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	8.3
Unité emballée / Poids (kg)	0.08	Unité nue / Poids (kg)	0.08

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

26/08/2024 20:49:18 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr