

CURETTE PÉDICURIE BESNIER- LUPUS, PLEINE, 2 MM

Ref. IC63002



26/08/2024 23:05:11 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CURETTE PÉDICURIE BESNIER-LUPUS, PLEINE, 2 MM



Ref. IC63002

Utilisée pour les petites interventions de pédicure. Curetage précis.

Description

- Curettes pédicure Besnier Lupus en acier inoxydable. Disponibles en versions "fenêtrées" ou "pleines" en dimensions 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 mm.
- Curette pédicure vendue à l'unité.

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040012865	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	13.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.018	Unité nue / Poids (kg)	0.018

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 26/08/2024 23:05:11 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr