

CUPULE SANS BEC, INOX, FOND PLAT, DIA. 80 MM, 180 ML

Ref. AI99080



25/11/2024 21:00:11 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guirmand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CUPULE SANS BEC, INOX, FOND PLAT, DIA. 80 MM, 180 ML



Ref. AI99080

Permet de stocker et transporter les instruments de chirurgie

Description

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040019864	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	8	Unite nue / Largeur (cm)	8
Unite emballee / Hauteur (cm)	5	Unite nue / Hauteur (cm)	5.4
Unite emballee / Longueur (cm)	8	Unite nue / Longueur (cm)	8
Unite emballee / Poids (kg)	0.057	Unite nue / Poids (kg)	0.057
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

25/11/2024 21:00:11 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr