

SONDE RCF1 POUR C11 COMEN (WATER PROOF)

COMEN

Ref. BCTOCO13

CE
0482



 30/10/2024 22:27:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SONDE RCF1 POUR C11 COMEN (WATER PROOF)

COMEN

Ref. BCTOCO13

Sonde du cardiotocographe C11 pour surveiller le rythme cardiaque du bébé

Description

Sondes très sensibles (9 cristaux)
Sondes étanches (IP67), idéales pour l'accouchement

Caractéristiques

Marquage CE	CE0482	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661040219240	Code douanier	9018193090
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

30/10/2024 22:27:40 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.