

SONDE TOCO POUR C11 COMEN (WATER PROOF)

COMEN

Ref. BCTOCO15

CE
0482



30/10/2024 22:17:59 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SONDE TOCO POUR C11 COMEN (WATER PROOF)

COMEN

Ref. BCTOCO15

Sonde TOCO du cardiotocographe pour surveiller les contractions de la future maman

Description

etanches IP67

Caracteristiques

Marquage CE	CE0482	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661040219264	Code douanier	9018193010
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/10/2024 22:17:59 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr