

## BRASSARD DOUBLE 107X15CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554062

CE



25/08/2024 18:36:12 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BRASSARD DOUBLE 107X15CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554062

## Description

Les brassards doubles sont la meilleure option pour une intervention chirurgicale de longue durée afin de minimiser toute blessure.

Des brassards dotés de la technologie zéro pincements : la conception innovante des brassards du garrot DTS 3000 permet un gonflage uniforme et homogène sur toute la circonférence du brassard. Mieux enveloppé, le membre nécessite moins de pression pour stopper la circulation sanguine, réduisant ici aussi le risques de complications.

## Caractéristiques

|   |                |                                |              |
|---|----------------|--------------------------------|--------------|
| Marquage CE                               | CE             | Dispositif Médical             | Classe I     |
| Code barre                                | 28809315676373 | Code douanier                  | 9018 90 2090 |
| Garantie (mois)                           | 12             |                                |              |
| <b>MESURES</b>                            |                |                                |              |
| Unité emballée / Largeur (cm)             | nc             | Unité nue / Largeur (cm)       | 15           |
| Unité emballée / Hauteur (cm)             | nc             | Unité emballée / Longueur (cm) | nc           |
| Unité nue / Longueur (cm)                 | 107            | Unité emballée / Poids (kg)    | 0.2          |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b> |                |                                |              |
| Température mini                          | -20            | Température maxi               | 60           |
| Humidité mini                             | 5              | Humidité maxi                  | 90           |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>            |                |                                |              |
| Unité emballée / Quantité                 | 1              |                                |              |

📅 25/08/2024 18:36:12 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)