

BOCAL FLOVAC 1L REUTILISABLE POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20 ET 30



Ref. BCASPI102



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I_m
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

13/12/2024 22:00:30 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BOCAL FLOVAC 1L REUTILISABLE POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20 ET 30



Ref. BCASPI102

Description

- Bocal / conteneur autoclavable FLOVAC® rigide en polycarbonate, réutilisable.
- Destiné à contenir les poches jetables FLOVAC®
- capacité: 1000ml

Les systèmes FLOVAC® remplacent donc l'utilisation de bocal autoclavables, ce qui diminue les coûts de nettoyage et de stérilisation.

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040160849	Code douanier	4202121900
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.2
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantité	1		

13/12/2024 22:00:30 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr