

BOCAL FLOVAC 2L REUTILISABLE POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20, 30 ET C30BR



Ref. BCASPI103



13/12/2024 22:12:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BOCAL FLOVAC 2L REUTILISABLE POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20, 30 ET C30BR



Ref. BCASPI103

Description

- Bocal / conteneur autoclavable FLOVAC® rigide en polycarbonate.
- Destine a contenir les poches jetables FLOVAC®
- capacite: 2000ml

Les systemes FLOVAC® remplacent donc l'utilisation de bocaux autoclavables, ce qui diminue les couts de nettoyage et de sterilisation.

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040161365	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	1.65
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

13/12/2024 22:12:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr