

PORTE-EMPRESSES, PERFORÉS, BAS ET HAUT, SET DE 6 PIÈCES



Ref. IDPEMPB



27/08/2024 00:29:59 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PORTE-EMPREINTES, PERFORÉS, BAS ET HAUT, SET DE 6 PIÈCES



Ref. IDPEMPB

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040015835	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	7	Unité nue / Largeur (cm)	7
Unité emballée / Hauteur (cm)	2	Unité nue / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	11	Unité nue / Longueur (cm)	11.7
Unité emballée / Poids (kg)	0.261	Unité nue / Poids (kg)	0.261
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 00:29:59 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr