

BOCAL POLYCARBONATE 1 L POUR ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASPIRET ET ASKIR 20, 30



Ref. BCASPI79



29/08/2024 15:39:21 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BOCAL POLYCARBONATE 1 L POUR ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASPIRET ET ASKIR 20, 30



Ref. BCASPI79

Description

Bocal polycarbonate Makrolon autoclavable jusqu'à maximum 121°

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040151090	Code douanier	4202121900
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.2
Unité nue / Poids (kg)	0.2		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 15:39:21 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr