

## COUVRE-SONDES POUR THERMOMETRE AURICULAIRE, BOITE DE 200

Ref. CRAPC7200

CE



30/08/2024 15:59:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# COUVRE-SONDES POUR THERMOMETRE AURICULAIRE, BOITE DE 200

Ref. CRAPC7200

## Description

Accessoire pour thermometre, a utiliser uniquement avec un thermometre auriculaire.

Couvre-sonde jetable, ne pas l'utiliser plus d'une fois afin d'eviter une contamination croisee.

Compatible avec le Moniteur de signes vitaux 4VS Spengler et les thermometres auriculaires tels que : Omron Gentle Temp 520 et 521, EDAN M3A...

S'utilise avec ou sans distributeur (ref. CRAPC7200 vendu sans distributeur, packaging en Francais).

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	4710810451546	Code douanier	9025900090
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	8	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	17	Unite emballee / Poids (kg)	0.1
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	50
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 15:59:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)