

SAC DE TRANSPORT POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Ref. MDSACT01



30/08/2024 15:54:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

SAC DE TRANSPORT POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Ref. MDSACT01

Description

- Sac de transport pour moniteur disposant de doubles pochettes laterales a fermeture par glissiere avec poche a filet pour ranger les accessoires et d'une pochette arriere.
- Volet face cristal transparents pour une bonne visibilite de l'ecran et augmente sa protection lors de son transport et utilisation en intervention.
- Le moniteur est utilisable sans le sortir de sa housse, presence de tissu pvc troue sur le dessus du sac pour permettre la ventilation de moniteur.
- Toutes les connectiques sont accessibles grace a une ouverture dans les pochettes interieures de chaque cote de l'appareil et a l'arriere du sac.
- Protection de l'appareil garantie avec un fond renforce en tissu microfibre noir et avec 4 pieds de fond.
- Transport du sac avec bandouillere.
- Matiere : Cordura (tissu synthetique solide et respirant)

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040218656	Code douanier	42029270
Garantie (mois)	12	Pays	Espagne
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	27
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	15
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	42
Unite emballee / Poids (kg)	nc	Unite nue / Poids (kg)	0.5
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Blanchiment	Blanchissement interdit	Lavage	Lavage a 60°C
Nettoyage	Nettoyage a sec	Unite emballee / Quantite	1

30/08/2024 15:54:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr