


## STETHOSCOPE SPENGLER PULSE SIMPLE PAVILLON



Ref. 507524



20/01/2025 21:44:35 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# STETHOSCOPE SPENGLER PULSE SIMPLE PAVILLON



Ref. 507524

## Le stethoscope pour la prise de tension au quotidien

### Description

Le stethoscope PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Simple pavillon en alliage d'aluminium
- Tubulure simple avec conduit haute performance
- Membrane haute resolution en resine epoxy
- Lyre en laiton, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis a la couleur de la tubulure

Disponible en Rouge, Vert Lagon (jusqu'a epuisement de stock), Gris Alize (jusqu'a epuisement de stock), Noir, Bleu Azur, Marine, Rose Bougainvillier

### Caracteristiques

|                                    |               |                               |          |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE                        | CE            | Dispositif Medical            | Classe I |
| Code barre                         | 3700446003968 | Code douanier                 | 90181990 |
| Garantie (mois)                    | 36            |                               |          |
| MESURES                            |               |                               |          |
| Unite emballee / Largeur (cm)      | nc            | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc       |
| Unite emballee / Longueur (cm)     | nc            | Unite emballee / Poids (kg)   | 0.22     |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES |               |                               |          |
| Temperature mini                   | NA            | Temperature maxi              | NA       |
| Humidite mini                      | NA            | Humidite maxi                 | NA       |
| AUTRES CARACTERISTIQUES            |               |                               |          |
| Couleurs                           | Gris          | Unite emballee / Quantite     | 1        |

20/01/2025 21:44:35 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.