

SET TUBES SILICONES Ø6X10 BOCAL + CONNECTEUR POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20/30



Ref. BCASPI113

 29/08/2024 15:52:22 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SET TUBES SILICONES Ø6X10 BOCAL + CONNECTEUR POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20/30



Ref. BCASPI113

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040151052	Code douanier	90330090
Pays	Italie		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.05
Unité nue / Poids (kg)	0.05		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 15:52:22 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr