

BOCAL POLYCARBONATE 2L POUR ASPIRET, ASKIR 20, 30 ET C30BR



Ref. BCASPI81



 13/12/2024 21:53:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BOCAL POLYCARBONATE 2L POUR ASPIRET, ASKIR 20, 30 ET C30BR



Ref. BCASPI81

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040160979	Code douanier	90330090
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.2
Unite nue / Poids (kg)	0.2		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	1	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

13/12/2024 21:53:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr