

## MINI LECTEUR URITOP (PORTABLE)

Ref. DPTDR50


# URITOP+®



 30/08/2024 15:24:35 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## MINI LECTEUR URITOP (PORTABLE)

# URITOP+®

Ref. DPTDR50

Pour une lecture quantitative et qualitative ; et un stockage des resultats

### Description

- Transfert, lecture et interpretation automatiques
- Compatible avec les bandelettes URITOP®+ 5, 7 et 11
- Tracabilite patient et produit
- Capacite d'analyse 40 a 50 echantillons / heure
- Memoire 2 000 resultats
- Connection ordinateur PC et clavier etanche

EN OPTION : Impression des resultats avec l'imprimante lecteur MINI URITOP® vendue separement sur commande

### Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	DMDIV (diagnostic In Vitro)
Code barre	3661040218045	Code douanier	38220010
Pays	Chine		

#### MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	21	Unite emballee / Hauteur (cm)	10
Unite emballee / Longueur (cm)	23	Unite emballee / Poids (kg)	1.3

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

#### AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1		
---------------------------	---	--	--

30/08/2024 15:24:35 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)