

BATTERIE LITHIUM POUR MONITEUR SUNTECH CT50

SUNTECH

Ref. DSU222210



 30/08/2024 14:39:00 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**BATTERIE LITHIUM POUR MONITEUR
SUNTECH CT50****SUNTECH**Ref. **DSU222210****Caracteristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040214283	Code douanier	850650
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	6	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	20	Unite emballee / Poids (kg)	0.534
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 30/08/2024 14:39:00 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr