

**PESE-PERSONNE KERN  
MPC,AFFICHEUR  
DEPORTE,300KG,100G,CLASSE III  
MED.**

**KERN**

Ref. EKMPC02-CIII

CE  
0297

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**Im**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE



📅 30/08/2024 15:17:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**PESE-PERSONNE KERN  
MPC,AFFICHEUR  
DEPORTE,300KG,100G,CLASSE III  
MED.**

**KERN®**

Ref. EK MPC02-CIII

**Version 300 kg et plateau plus grand ! Convient pour peser les patients en sur-poid - Class III**

## Description

Le best-seller dans les cabinets médicaux, les pharmacies et les hôpitaux

- Modèle robuste pour une utilisation quotidienne en milieu professionnel
  - Construction à l'ergonomie optimale
  - Hygienique et facile à nettoyer
  - Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
  - En série niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance
  - Poignée très stable pour le transport de la balance
  - Afficheur à position variable : p. ex. libre ou visse au mur. Support mural en série pour montage mural de l'afficheur
  - Grande surface à revêtement plastique antidérapant et résistant à l'usure, pour une stabilité optimale du patient
  - Fonction Hold : pour les patients agités debout, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gele ». Il reste ainsi plus de temps à consacrer au patient, il suffit de lire la valeur de pesée plus tard en toute tranquillité
  - Fonction IMC pour le calcul du sous-poids/poids normal/surpoids
  - Fonction mère-enfant : le poids de la mère détermine par la pesée est réglé sur zéro d'une pression de bouton. Ensuite, la mère et l'enfant sont pesés ensemble. L'écran affiche alors directement le poids de l'enfant. - Particulièrement agréable pour les bébés, qui peuvent être pesés en toute sécurité et sérénité dans les bras de leur mère
- Fonctionnement possible sur pile et sur secteur ( Fonctionnement sur accu en option)

 30/08/2024 15:17:51 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**PESE-PERSONNE KERN  
MPC,AFFICHEUR  
DEPORTE,300KG,100G,CLASSE III  
MED.**

**KERN®**

**Ref. EKMPC02-CIII**

**Caracteristiques**

Marquage CE	CE0297	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040217712	Code douanier	84231090
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

**MESURES**

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	10.02
Unite nue / Poids (kg)	8.4		

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES**

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

**AUTRES CARACTERISTIQUES**

Unite emballee / Quantite	1		
---------------------------	---	--	--

30/08/2024 15:17:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)