

**BOCAL POLYCARBONATE 400 ML  
AVEC COUVERCLE POUR  
ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI  
EMIVAC**



Ref. BCASPI77



 13/12/2024 22:06:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BOCAL POLYCARBONATE 400 ML AVEC COUVERCLE POUR ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI EMIVAC



Ref. [BCASPI77](#)

## Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040151076	Code douanier	4202121900
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	18.4
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	9.3
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	27
Unite emballee / Poids (kg)	0.15	Unite nue / Poids (kg)	0.1
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

13/12/2024 22:06:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)