

PINCE HEMOSTATIQUE A TENDRE LES FILS DE WECKER, 5 CM, DROITE

Ref. IP54005



09/01/2025 23:46:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

PINCE HEMOSTATIQUE A TENDRE LES FILS DE WECKER, 5 CM, DROITE



Ref. IP54005

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040028194	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	0.7
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.5
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	5.5
Unite emballee / Poids (kg)	0.008	Unite nue / Poids (kg)	0.008

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

 09/01/2025 23:46:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr