

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPC - 250 KG - 100 G - CLASSE III MÉDICALE

KERN®

Ref. EKMPC01-CIII

CE
0297

DISPOSITIF MÉDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE



 29/08/2024 11:55:43 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPC - 250 KG - 100 G - CLASSE III MÉDICALE



Ref. EK MPC01-CIII

Pèse-personne EK MPC01 homologué en classe III médicale

Description

- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Poignée très stable pour le transport de la balance
- Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale
- Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Fonction "mère et enfant" : le poids de la mère est pris, puis l'échelle est remise à zéro sur simple pression d'un bouton. Alors la mère et le bébé peuvent être pesés ensemble. Le poids de l'enfant sera automatiquement affiché à l'écran
- Filtrage des vibrations
- Lecture haute résolution : la mesure peut être augmentée d'une décimale en appuyant simplement sur une touche
- Grand écran LCD, avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,1 kg
- Fonctionnement sur piles (6 x 1,5V AA fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- Homologué en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :

- Dimensions afficheur :
L×P×H 200×130×60 mm
- Poids net env. 10 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

 29/08/2024 11:55:43 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE
KERN MPC - 250 KG - 100 G - CLASSE
III MÉDICALE



Ref. EKMPC01-CIII

Caractéristiques

Marquage CE	CE0297	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040063270	Code douanier	84231090
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	36
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	36.5
Unité emballée / Poids (kg)	10.02	Unité nue / Poids (kg)	8.4
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		


29/08/2024 11:55:43 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr