

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 40 MM, LONG 110 MM

Ref. IS04640



27/08/2024 06:25:34 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 40 MM, LONG 110 MM



Ref. IS04640

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040030258	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	6.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	11
Unité emballée / Poids (kg)	0.29	Unité nue / Poids (kg)	0.28
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 06:25:34 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr