

PINCE PEAN MURPHY, 20 CM

Ref. IP21420



10/01/2025 03:23:40 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PINCE PEAN MURPHY, 20 CM



Ref. IP21420

Utilisée lors des interventions chirurgicales (arrêter une hémorragie, tenir une compresse, etc)**Description**

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040023663	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	20
Unité emballée / Poids (kg)	0.068	Unité nue / Poids (kg)	0.068

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 10/01/2025 03:23:40 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.