

PORTE-AIGUILLE DE TROUTMAN- O'BRIEN - MORS FINS 0.8 MM - 10 CM



Ref. IP54240



27/08/2024 05:18:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**PORTE-AIGUILLE DE TROUTMAN-
O'BRIEN - MORS FINS 0.8 MM - 10
CM****Ref. IP54240****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040086941	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.8
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	11.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.014	Unité nue / Poids (kg)	0.014
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

 27/08/2024 05:18:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr