

PINCE COUPANTE, POUR CLAMP DE BAR, 18 CM, SEMI-POINTUS

Ref. IP56401



27/08/2024 05:24:13 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PINCE COUPANTE, POUR CLAMP DE BAR, 18 CM, SEMI-POINTUS



Ref. IP56401

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040087016	Code douanier	9018908500
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	3.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	19.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.112	Unité nue / Poids (kg)	0.112
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 05:24:13 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr