


## TALONNIÈRES, ETRIERS (SANS ÉTAUX), LA PAIRE

Réf. OSA0047



## TALONNIÈRES, ETRIERS (SANS ÉTAUX), LA PAIRE

Réf. **OSA0047**

- Diamètre de la tige : 12 mm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	AUCUN	Code barres :	3661040192208
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	9402900000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	32,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	73,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	12,0
Poids unitaire (kg) :	1,700	Poids conditionnement (kg) :	2,550
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 23:53 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. OSA0047

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.