

TOURNEVIS HEXAGONAL, 25 CM, DIA. 2.5 MM POUR VIS DIA. 3.5 MM



Ref. IT02425



 27/08/2024 07:06:17 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

TOURNEVIS HEXAGONAL, 25 CM, DIA. 2.5 MM POUR VIS DIA. 3.5 MM



Ref. IT02425

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040031606	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	2	Unité nue / Largeur (cm)	2.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	2	Unité nue / Hauteur (cm)	2.4
Unité emballée / Longueur (cm)	24	Unité nue / Longueur (cm)	24.4
Unité emballée / Poids (kg)	0.129	Unité nue / Poids (kg)	0.129
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 07:06:17 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr