

**TOURNEVIS HEXAGONAL, 25 CM,
DIA. 3.5 MM POUR VIS DIA. 4.5 MM**



Ref. IT02435



 27/08/2024 07:06:30 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**TOURNEVIS HEXAGONAL, 25 CM,
DIA. 3.5 MM POUR VIS DIA. 4.5 MM**

Ref. IT02435

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040031613	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	3	Unité nue / Largeur (cm)	3
Unité emballée / Hauteur (cm)	3	Unité nue / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	25	Unité nue / Longueur (cm)	25
Unité emballée / Poids (kg)	0.133	Unité nue / Poids (kg)	0.133
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 07:06:30 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr