

GARROT CLIP, BLEU, HOLTEX

Ref. DT05641



27/08/2024 08:51:02 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

GARROT CLIP, BLEU, HOLTEX



Ref. DT05641

Fixation et ouverture rapide et facile

Description

- Compression, desserrage et ouverture de la boucle d'une seule main,
- Desserrage progressif
- Bande polyamide, élastique pour un meilleur confort.
- Fermeture ABS,
- Sa composition et sa conception lui assurent une longue durée de vie même en cas d'utilisation intensive.
- Longueur 45 cm (étiré jusqu'à 73 cm)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040054780	Code douanier	63079098
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	5	Unité nue / Largeur (cm)	2.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	3	Unité emballée / Longueur (cm)	10
Unité nue / Longueur (cm)	45	Unité emballée / Poids (kg)	0.03
Unité nue / Poids (kg)	0.03		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

27/08/2024 08:51:02 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr